



NEBUCLEAN
Desinfecta por nebulización

FICHA TÉCNICA

LÁPIZ SPRAY SANITIZADOR

3ML



5ML



FICHA TÉCNICA

Se hace imprescindible contar con accesorios de sanitización con el fin de protegernos y proteger a nuestras familias y todo aquel con quien tengamos contacto.

El spray sanitizador es una excelente medida de prevención y apoyo sanitario.

Receptáculo sanitario que cumple la función desinfectante actuando como una barrera mecánica química para evitar el transporte de agente infeccioso que esté adherido en las manos. Así se impide el ingreso de estos contaminantes al mantener contacto entre otros. Debido a su diseño compacto es ideal para llevar a todos lados, es un equipo portable y cómodo, de bolsillo.

INSTALACIÓN:

Primero gire la boquilla para retirar la tapa y recargar el recipiente, solo necesita llenar el envase con alcohol líquido o alcohol en gel diluido. Es importante que esté diluido el alcohol en gel, ya que es muy espeso y el spray sanitizador genera una neblina sanitizante y sólo diluido puede provocar este efecto. Puedes recargarlo las veces que desees.

Debes girar la boquilla en la parte inferior para utilizar el lápiz

SOLUCIÓN SANITARIA:

Puede utilizar con alcohol líquido, perfume o alcohol en gel DILUÍDO

Agregue solución sanitizante en la concentración recomendada por el fabricante respectivo.

En la botella de 3ml por cada recarga tiene 40 aplicaciones.

En la botella de 5ml por cada recarga tiene 70 aplicaciones.

CAPACIDAD	3ml
ALTO	15cm
ANCHO	1.8cm
PESO	12.6gr.
PESO CON EMPAQUE	34.4gr.

CAPACIDAD	5ml
ALTO	16cm
ANCHO	2cm
PESO	12.8gr.
PESO CON EMPAQUE	21.9gr.

UTILICE DESINFECTANTE DILUIDO NO EN GEL

FUNCIONAMIENTO:

Este accesorio tiene como objetivo eliminar microorganismos tales como virus, bacterias, hongos.

De esta manera podemos entregar tranquilidad y seguridad a nuestra familia.



USOS

Ideal para utilizarlo en escuelas, oficinas, bancos y todo tipo de negocios.

PRECAUCIONES

No aplicar en los ojos

No dejar que niños pequeños lleven a la boca

